

GRÖSSENBERATER PIERCINGS

UM DIE GRÖSSE ZU ERMITTELN, LEGST DU DEIN PIERCING EINFACH AUF DIE EINZELNEN ABBILDUNGEN.

Der nebenstehende Kontrollbalken entspricht genau 5 cm. Bei den Druckeinstellungen muss «Tatsächliche Grösse» angewählt sein. Mit einem Massstab kannst du den Ausdruck kurz kontrollieren. Sollte das Mass nicht genau übereinstimmen, werden die Grössen nicht korrekt dargestellt. In diesem Fall müsstest du die Druckeinstellungen überprüfen.



STABDICKE / GEWINDE

Wir bieten die zwei internationalen Standardgrössen 1.2 mm und 1.6 mm an.

Beispiel 1.2 mm: Augenbrauenpiercings
Beispiele 1.6 mm: Zungen-, Brust- oder Bauchpiercings

Mit der gleichen Stabdicke und dem gleichen Gewinde, sind Stäbe und Kugeln einzeln frei kombinierbar.

STABLÄNGE

Gemessen wird ohne Gewinde:

LABRETS

Gemessen wird ohne Gewinde:

BÄLLE / SPIKES

Gemessen wird der Durchmesser oder bei Spikes die Grundfläche.

**RINGE
HUFEISEN
SPIRALEN**

Gemessen wird der Innendurchmesser:

GEBOGENE STÄBE

Gemessen wird die gerade Verbindung ohne Gewinde.